



# レタス 鮮度保持テスト

平成15年11月22日

- 1) 目的 TC(テクノ・カーボン)の鮮度保持のテストをレタスを使用し実施した。
- 2) 試験方法 市販パック容器(PP製、12×9cm×9cm高さ=容量約980cc)にTCを25g入れ、デジカメにて写真撮影しその効果比較を行った。
- 3) 試験日時  
2003/11/18~11/21迄  
96時間
- 4) 結果 写真を参照下さい。  
※TC入りの方が優位性が確認されました。



スタート




24時間後



48時間後



72時間後



96時間後